



ブルドック・クランプ



内膜にやさしく
最適な
プレッシャーを！


バスキュスタット (21900BZX00271000)



●滅菌済 1パック2ヶ入り・1箱5パック入り

カタログNo.	規格	圧力 (g)
1001-502	● 直・小	10~15
1001-503	● 45°・小	10~15
1001-500	○ 直・中	25~30
1001-501	○ 45°・中	25~30
1001-504	● 直・大	50~60
1001-505	● 45°・大	50~60

バスキュスタット II (21900BZX00272000)



カタログNo.	規格	圧力 (g)
1001-530	● 直・小	20~25
1001-531	● 45°・小	20~25
1001-532	● 直・中	75~80
1001-533	● 45°・中	75~80
1001-534	● 直・大	165~175
1001-535	● 45°・大	165~175

製造販売元



日本エー・シー・ピー株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-3 菊屋ビル2階
電話 (03) 3814-2345 (代) ファックス (03) 3814-7484