

スキャンラン サージバンド



- アクセサリー
 1001-49 リムーバー
 1001-60 ディスペンサー
 1001-59 カルーゼル
 1001-61 ディスペンサー付カルーゼル

- ・科別・所属の区分が容易
- ・EOG・オートクレーブ等の各種滅菌に対応
- ・プラスチック容器入り
- ・1巻 6.2m
- ・標準・小幅の2サイズ

色	カタログNo.			
	標準 (6.4mm)		小幅 (3.2mm)	
赤		1001-64		1001-630
黄		1001-65		1001-631
オレンジ		1001-66		1001-632
青		1001-67		1001-633
緑		1001-68		1001-634
茶		1001-69		1001-635
白		1001-70		1001-636
黒		1001-71		1001-637
朱		1001-94		1001-638
紫		1001-95		1001-639
ライムグリーン		1001-96		1001-640
グレイ		1001-97		1001-641
ピンク		1001-98		1001-642
ライトブルー		1001-99		1001-643

- ・滅菌処理時の器具やトレーの識別に
- ・修理が必要な器具の追跡に
- ・EOG・オートクレーブ・ガスプラズマ滅菌に対応
- ・自由に書き込める
- ・器具やトレーへの巻きつけ、切り離しが簡単
- ・所属による色ごとの区別に便利



スキャンラン イージータグ



- 1001-900 黒
 1001-901 赤
 1001-902 黄
 1001-903 青
 1箱200枚入り

総発売元

日本エー・シー・ピー株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-3

TEL(03)3814-2345 FAX(03)3814-7484

<http://www.acpjapan.co.jp/>

