


# マイクロブレード・マイクロナイフ (マイクロサージェリーナイフ) 替刃メス




## 他社比較 拡大図

●視野性



●切れ味



ピンク (M社)



黒色 (B社)



青色 (BestScan)



## 他社比較 スペック

	M社	B社	BestScan
α (角度)	28°	39°	33°
t (厚さ)	0.1mm	0.15mm	0.15mm

●一体型のケース

[取出し、収納が簡単]



## マイクロブレード

認証番号 219ABBZX00197000



7511G 15°, 1.8mm, Orange



7513G 15°, 3.0mm, Blue



7515G 15°, 5.0mm, Green

## マイクロナイフ

認証番号 219ABBZX00196000



7512 (一体型) 15°, 1.5mm, Orange 14cm



7514 (一体型) 15°, 3.0mm, Blue 14cm



7516 (一体型) 15°, 5.0mm, Green 14cm

## 替刃メス

認証番号 219ABBZX00078000



69 Sharp All Around



57 Hockey Stick / Scleral



69DK (一体型) 13.5cm



57DK (一体型) 13.5cm



総発売元

日本エー・シー・ピー株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-3

Tel (03) 3814-2345 (代)

Fax (03) 3814-7484