


# BVI Flo-Thru & Probe



## BVI カニューレ (フロースルー)

21400BZY00005000

- 吻合部末梢へ灌流を確保しながら吻合部の出血をおさえ細部にわたって視野を確保します。
- 柔軟性のあるシリコン製で挿入・抜去が容易。
- 豊富なサイズ  
バルブの直径0.25mmピッチで1.0mmから3mmまで9種類の中から選べます。
- 目視しやすい青いボディ
- 放射線が不透過



Catalog No.	Bulb Diameter	Shaft Length
FT-12100	1.00mm	12mm
FT-12125	1.25mm	12mm
FT-12150	1.50mm	12mm
FT-12175	1.75mm	12mm
FT-12200	2.00mm	12mm
FT-12225	2.25mm	12mm
FT-12250	2.50mm	12mm
FT-12275	2.75mm	12mm
FT-12300	3.00mm	12mm

## BVI 消息子 (プローブ)

21900BZX00280000

- 血管吻合術のサポートに役立ちます。  
一時的に血管内の血流をとめ細部の目視を容易にします。
- オリーブ状の形状とシリコンコーティングにより、血管内への挿入。抜去が容易です。
- サイザーとして使用可能です。
- 豊富なサイズ  
両端のプローブのサイズが異なり、3種類のシャフトの長さ異なる3組のプローブ合計9種類の中から選べます。

<Standard> Catalog No.	<Extra Supple> Catalog No.	Bulb Diameter
<b>8cm Length</b>		
7081015	7081015ES	10mm & 1.5mm
7081520	7081520ES	1.5mm & 2.0mm
7082025	7082025ES	2.0mm & 2.5mm
<b>15cm Length</b>		
7151015	7151015ES	1.0mm & 1.5mm
7151520	7151520ES	1.5mm & 2.0mm
7152025	7152025ES	2.0mm & 2.5mm
<b>45cm Length</b>		
7451015	7451015ES	1.0mm & 1.5mm
7451520	7451520ES	1.5mm & 2.0mm
7452025	7452025ES	2.0mm & 2.5mm



\*シャフト長45cmのものは特注となります。納期をお問合せ下さい。

<製造販売元>



日本エー・シー・ピー株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-3 菊屋ビル2階  
電話 (03) 3814-2345 (代) ファックス (03) 3814-7484